



نئو



ضد عفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح و تجهیزات پزشکی

هایسپت نئو یک محلول ضد عفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح و تجهیزات پزشکی است. این محصول به دلیل خواص آنتی میکروبیال وسیع الطیف و همچنین پایداری خوب و سازگاری با محیط زیست بهترین انتخاب برای ضد عفونی تجهیزات پزشکی حساس به الکل بوده در حالیکه یک ضد عفونی ایده آل برای سطوح نیز است.

مزایای مصرف

- ضد عفونی کننده آماده به مصرف، ایده آل برای تجهیزات حساس به الکل
- عملکرد پاک کنندگی عالی
- فاقد فنول، آکدهید و کلر

مشخصات محصول


رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۷-۱۰
بو	بوی مطبوع
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه



THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۳۰ عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری
۴۸ عدد در هر کارتن	حجم ۱۲۵ میلی لیتری



Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپسپت نئو)
 • ۳۷/۰ گرم ان- (۳-آمینوپروپیل)-ان-دودسیل پروپان-۱-۳-دی آمین

مواد جانبی

- الکل اتوکسیله
- عوامل بازدارنده خوردگی
- عوامل تنظیم کننده pH
- اسانس
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442
According to EN 13697 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442 Escherichia. coli/ ATCC 10536

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 5 minutes)	Candida. albicans/ATCC 10231
According to EN 13697 (contact time: 5 minutes)	Candida. albicans/ATCC 10231

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 3 minutes)	Adenovirus type 5 Herpes simplex virus (HSV-1)
--	---



روش مصرف

مستقیماً محلول را بر روی سطح با دستگاه مورد نظر اسپری نموده یا از پارچه‌ای تمیز استفاده کنید. محلول را بر روی سطح بمالید و حداقل ۳ دقیقه صبر کنید.

سازگاری

هاپسپت نئو با اغلب مواد از قبیل استیل ضدزنگ، مس، پلاستیک، رابر و سیلیکون است.